



Be Right™



Kivetni test za nitrate 0,23-13,5 mg/L NO₃-N

Proizvod #:

LCK339

Opasno po zdravlje

HRK Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno



LCK kivetni testovi: Minimalne količine reagensa, maksimalna sigurnost.

Već dozirani reagensi za maksimalnu sigurnost. Jednostavnost upotrebe i fotometrijska provjera zapakirana u kompletno opremljenu kutiju. Službeno odobreno za granice pristanka. Ekološki prihvatljivo zbog manje kemikalija.

Precizne i pouzdane vrijednosti mjerenja

Maksimalna sigurnost za korisnike, zahvaljujući zatvorenom sustavu i maloj količini reagensa

Praktično doziranje reagensa bez mogućnosti pogreške

Barkod naljepnica za automatsko prepoznavanje u fotometru i Truecal kalibraciju

Diferencijacija između testova i raspona mjerenja pomoću boja

Specifikacije

Broj testova:	25
Čuvanje uređaja:	15 - 25 °C
EPA compliant:	nije raspoloživo
Mjerni rang:	0,23 - 13,5 mg/L NO ₃ -N
Mjerni rang (2):	1,0 - 60,0 mg/L NO ₃
Naziv metode:	ISO 7890-1-2-1986, DIN 38405 D9-2
Parametar:	Nitrat
Platforma:	LCK
Razdoblje između servisa:	23 mjeseci od dana proizvodnje
Standard method:	EN 38405 D-2
Truecal:	Da