



Kivetni test za nitrite 0,015- 0,6 mg/L NO₂-N

Proizvod #:

LCK341

Opasno po zdravlje

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno



LCK kivetni testovi: Minimalne količine reagensa, maksimalna sigurnost.

Već dozirani reagensi za maksimalnu sigurnost. Jednostavnost upotrebe i fotometrijska provjera zapakirana u kompletno opremljenu kutiju. Službeno odobreno za granice pristanka. Ekološki prihvatljivo zbog manje kemikalija.

Precizne i pouzdane vrijednosti mjerenja

Maksimalna sigurnost za korisnike, zahvaljujući zatvorenom sustavu i maloj količini reagensa

Praktično doziranje reagensa bez mogućnosti pogreške

Barkod naljepnica za automatsko prepoznavanje u fotometru i Truecal kalibraciju

Diferencijacija između testova i raspona mjerenja pomoću boja

Specifikacije

Broj testova:	25
Čuvanje uređaja:	15 - 25 °C
EPA compliant:	nije raspoloživo
Mjerni rang:	0,015 - 0,6 mg/L NO ₂ -N
Mjerni rang (2):	0,05 - 2 mg/L NO ₂
Naziv metode:	EN ISO 26777, DIN 38405 D10
Parametar:	Nitrit
Platforma:	LCK
Standard method:	EN ISO 26777
Truecal:	Da
Uređaj:	DR3900, DR6000, DR1900