



Be Right™



## Kivetni test za fosfate (orto/ukupne) 2,0-20,0 mg/L PO<sub>4</sub>-P

Proizvod #:

LCK350

HRK Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno

Opasno po zdravlje



### LCK kivetni testovi: Minimalne količine reagensa, maksimalna sigurnost.

Već dozirani reagensi za maksimalnu sigurnost. Jednostavnost upotrebe i fotometrijska provjera zapakirana u kompletno opremljenu kutiju. Službeno odobreno za granice pristanka. Ekološki prihvatljivo zbog manje kemikalija.

#### Precizne i pouzdane vrijednosti mjerenja

Maksimalna sigurnost za korisnike, zahvaljujući zatvorenom sustavu i maloj količini reagensa

Praktično doziranje reagensa bez mogućnosti pogreške

Barkod naljepnica za automatsko prepoznavanje u fotometru i Truecal kalibraciju

Diferencijacija između testova i raspona mjerenja pomoću boja

---

### Specifikacije

Broj testova:	25
Čuvanje uređaja:	15 - 25 °C
EPA compliant:	nije raspoloživo
Mjerni rang:	2 - 20 mg/L PO <sub>4</sub> -P
Mjerni rang (2):	6 - 60 mg/L PO <sub>4</sub>
Naziv metode:	ISO 6878-1-1986, DIN 38405 D11-4
Opis:	Orto/ukupni fosfati
Parametar:	Fosfat, orto + ukupni
Platforma:	LCK
Potrebna digestija:	Za ukupni F
Razdoblje između servisa:	23 mjeseci od dana proizvodnje
Standard method:	EN ISO 6878
Truecal:	Da