



## Kiseli kapacitet - KS4.3, kivetni test, 0,5-8,0 mmol/L

**Proizvod #:** LCK362  
**EUR Cijena:** Kontaktirajte nas  
**Dostupno**

### LCK kivetni testovi: Minimalne količine reagensa, maksimalna sigurnost.

Spremno za upotrebu, daje maksimalnu sigurnost, jednostavna upotreba, sustav za fotometrijsku provjeru i zaštita okoliša

**Precizne i pouzdane vrijednosti mjerenja**

**Maksimalna sigurnost za korisnike, zahvaljujući zatvorenom sustavu i maloj količini reagensa**

**Praktično doziranje reagensa bez mogućnosti pogreške**

**Oznaka s crtičnim kodom za automatsko prepoznavanje fotometra**

**Diferencijacija između testova i raspona mjerenja pomoću boja**

---

### Specifikacije

|                  |                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| Broj testova:    | 25                                                     |
| Čuvanje uređaja: | 15 - 25 °C                                             |
| EPA compliant:   | nije raspoloživo                                       |
| Mjerni rang:     | 0,5 - 8,0 mmol/L                                       |
| Mjerni rang (2): | 25 - 400 mg/L CaCO <sub>3</sub>                        |
| Naziv metode:    | Hach metoda                                            |
| Opis:            | KS <sub>4.3</sub> /kalcijev karbonat CaCO <sub>3</sub> |
| Parametar:       | Kiseli kapacitet                                       |
| Platforma:       | LCK                                                    |
| Uređaj:          | DR3900, DR6000, DR1900                                 |