



Kivetni test s cirkonijem, 6-60 mg/L Zr

Proizvod #:

LCK364

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno

Opasno po zdravlje



LCK kivetni testovi: Minimalne količine reagensa, maksimalna sigurnost.

Za prvi specifični brzi test jednostavan za korištenje, koji pomaže procijeniti koncentraciju cirkonija za vrijeme procesa pasivizacije.

Već dozirani reagensi za maksimalnu sigurnost. Jednostavnost upotrebe i fotometrijska provjera zapakirana u kompletno opremljenu kutiju. Ekološki prihvatljivo zbog manje kemikalija.

Pomaže pri prilagodbi prave količine cirkonija u procesu

Pomaže pri minimiziranju kemijske potrošnje i troškova u procesima prevlačenja cirkonijem

Pomaže pri osiguranju dosljedne visoke kvalitete proizvoda

Specifikacije

Broj testova:	25
Čuvanje uređaja:	2 - 8 °C (držati na hladnom)
EPA compliant:	nije raspoloživo
Mjerni rang:	6 - 60 mg/L
Naziv metode:	SurTec/Hach metoda
Parametar:	Cirkonij
Platforma:	LCK
Uređaj:	DR3900, DR6000, DR1900