



Be Right™



## Kivetni test za organske kiseline 50-2500 mg/L

Proizvod #:

LCK365

HRK Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno

Opasno po zdravlje



### LCK kivetni testovi: Minimalne količine reagensa, maksimalna sigurnost.

Već dozirani reagensi za maksimalnu sigurnost. Jednostavnost upotrebe i fotometrijska provjera zapakirana u kompletno opremljenu kutiju. Ekološki prihvatljivo zbog manje kemikalija.

#### Precizne i pouzdane vrijednosti mjerenja

Maksimalna sigurnost za korisnike, zahvaljujući zatvorenom sustavu i maloj količini reagensa

Praktično doziranje reagensa bez mogućnosti pogreške

Oznaka s crtičnim kodom za automatsko prepoznavanje fotometra

Diferencijacija između testova i raspona mjerenja pomoću boja

### Specifikacije

Broj testova:	25
Čuvanje uređaja:	15 - 25 °C
EPA compliant:	nije raspoloživo
Mjerni rang:	50 - 2500 mg/L kao octena kiselina
Mjerni rang (2):	75 - 3600 mg/L kao maslačna kiselina
Naziv metode:	Esterifikacija
Opis:	Organske kiseline (masne kiseline) / maslačna kiselina
Parametar:	Organske kiseline
Platforma:	LCK
Razdoblje između servisa:	12 mjeseci od dana proizvodnje