



## Kivetni test za TOC (metoda razlike) 60-735 mg/L C

Proizvod #:

LCK381

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno

Opasno po zdravlje



### LCK kivetni testovi: Minimalne količine reagensa, maksimalna sigurnost.

Već dozirani reagensi za maksimalnu sigurnost. Jednostavnost upotrebe i fotometrijska provjera zapakirana u kompletno opremljenu kutiju. Ekološki prihvatljivo zbog manje kemikalija.

#### Precizne i pouzdane vrijednosti mjerenja

Maksimalna sigurnost za korisnike, zahvaljujući zatvorenom sustavu i maloj količini reagensa

Praktično doziranje reagensa bez mogućnosti pogreške

Oznaka s crtičnim kodom za automatsko prepoznavanje fotometra

Diferencijacija između testova i raspona mjerenja pomoću boja

---

### Specifikacije

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Broj testova:       | 25                     |
| Čuvanje uređaja:    | 15 - 25 °C             |
| EPA compliant:      | nije raspoloživo       |
| Mjerni rang:        | 60 - 735 mg/L C        |
| Mjerni rang (2):    | TC 75 - 750 mg/L C     |
| Naziv metode:       | DIN 38409-H3           |
| Opis:               | Ukupni organski ugljik |
| Parametar:          | TOC                    |
| Platforma:          | LCK                    |
| Potrebna digestija: | Yes                    |
| Uređaj:             | DR3900, DR6000, DR1900 |