



Kivetni test za TOC (metoda čišćenja) 3-30 mg/L C

Proizvod #:

LCK385

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Otprema unutar 3 dana

Opasno po zdravlje



LCK kivetni testovi: Minimalne količine reagensa, maksimalna sigurnost.

Već dozirani reagensi za maksimalnu sigurnost. Jednostavnost upotrebe i fotometrijska provjera zapakirana u kompletno opremljenu kutiju. Službeno odobreno za granice pristanka. Ekološki prihvatljivo zbog manje kemikalija.

Precizne i pouzdane vrijednosti mjerenja

Maksimalna sigurnost za korisnike, zahvaljujući zatvorenom sustavu i maloj količini reagensa

Praktično doziranje reagensa bez mogućnosti pogreške

Oznaka s crtičnim kodom za automatsko prepoznavanje fotometra

Diferencijacija između testova i raspona mjerenja pomoću boja

Specifikacije

Broj testova:	25
Čuvanje uređaja:	2 - 8 °C (držati na hladnom)
EPA compliant:	nije raspoloživo
Mjerni rang:	3 - 30 mg/L C
Naziv metode:	EN 1484, DIN 38409-H3
Opis:	Ukupni organski ugljik
Parametar:	TOC
Platforma:	LCK
Potrebna digestija:	Da
Standard method:	EN 1484
Uređaj:	DR3900, DR6000, DR1900