



Kivetni test za karbonat / ugljični dioksid 55-550 mg/L CO₂

Proizvod #:

LCK388

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno

LCK kivetni testovi: Minimalne količine reagensa, maksimalna sigurnost.

Spremno za upotrebu, maksimalna sigurnost, jednostavno rukovanje i fotometrijska evaluacija, ekološki prihvatljivo

Precizne i pouzdane vrijednosti mjerenja

Maksimalna sigurnost za korisnike, zahvaljujući zatvorenom sustavu i maloj količini reagensa

Praktično doziranje reagensa bez mogućnosti pogreške

Oznaka s crtičnim kodom za automatsko prepoznavanje fotometra

Diferencijacija između testova i raspona mjerenja pomoću boja

Specifikacije

Broj testova:	25
Čuvanje uređaja:	15 - 25 °C
EPA compliant:	nije raspoloživo
Mjerni rang:	55 - 550 mg/L CO ₂
Naziv metode:	pH indikator
Parametar:	Karbonat / ugljični dioksid
Platforma:	LCK
Potrebna digestija:	da
Uređaj:	DR3900, DR6000, DR1900