



Kivetni test za slobodni klor, 0,05-2,0 mg/L Cl₂

Proizvod #:

LCK410

Opasno po zdravlje

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno



LCK kivetni testovi: Minimalne količine reagensa, maksimalna sigurnost.

Kivetni test za određivanje slobodnog klora, 0,05-2,0 mg/L Cl₂ i klor-dioksida, 0,09-3,8 mg/L ClO₂.

Već dozirani reagensi za maksimalnu sigurnost. Jednostavnost upotrebe i fotometrijska provjera zapakirana u kompletno opremljenu kutiju. Ekološki prihvatljivo zbog manje kemikalija.

Precizne i pouzdane vrijednosti mjerenja

Maksimalna sigurnost za korisnike, zahvaljujući zatvorenom sustavu i maloj količini reagensa

Praktično doziranje reagensa bez mogućnosti pogreške

Oznaka s crtičnim kodom za automatsko prepoznavanje fotometra

Diferencijacija između testova i raspona mjerenja pomoću boja

Specifikacije

Broj testova:	24 (u test je uključena nulta otopina)
Mjerni rang:	0,05 - 2,0 mg/L Cl ₂ slobodni/ClO ₂
Naziv metode:	ISO 7393-1-2-1985, DIN 38408 G4-2
Parametar:	Klor, slobodni
Uređaj:	DR3900, DR6000, DR1900