



Kivetni test za KPK 5-60 mg/L O₂

Proizvod #:

LCK414

NEDOSTUPAN ARTIKL

Ovaj artikl više nije dostupan.

Prijedlog zamjene:

- LCK1414

LCK kivetni testovi: Minimalne količine reagensa, maksimalna sigurnost.

Već dozirani reagensi za maksimalnu sigurnost. Jednostavnost upotrebe i fotometrijska provjera zapakirana u kompletno opremljenu kutiju. Službeno odobreno za granice pristanka. Ekološki prihvatljivo zbog manje kemikalija.

Precizne i pouzdane vrijednosti mjerenja

Maksimalna sigurnost za korisnike, zahvaljujući zatvorenom sustavu i maloj količini reagensa

Praktično doziranje reagensa bez mogućnosti pogreške

Oznaka s crtičnim kodom za automatsko prepoznavanje fotometra

Diferencijacija između testova i raspona mjerenja pomoću boja

Specifikacije

Broj testova:	24 (u test je uključena nulta otopina)
Čuvanje uređaja:	15 - 25 °C (zaštita od svjetla)
Mjerni rang:	5,0 - 60 mg/L O ₂
Naziv metode:	ISO 6060-1989, DIN 38409-H41-H44
Opis:	Kemijska potreba za kisikom
Parametar:	KPK
Platforma:	LCK
Potrebna digestija:	Da
Uređaj:	DR3900, DR6000, DR1900