



Kivetni test za preostalu tvrdoću 0,02-0,6 °dH

Proizvod #:

LCK427

Opasno po zdravlje

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno



LCK kivetni testovi: Minimalne količine reagensa, maksimalna sigurnost.

Već dozirani reagensi za maksimalnu sigurnost. Jednostavnost upotrebe i fotometrijska provjera zapakirana u kompletno opremljenu kutiju. Ekološki prihvatljivo zbog manje kemikalija.

Precizne i pouzdane vrijednosti mjerenja

Maksimalna sigurnost za korisnike, zahvaljujući zatvorenom sustavu i maloj količini reagensa

Praktično doziranje reagensa bez mogućnosti pogreške

Oznaka s crtičnim kodom za automatsko prepoznavanje fotometra

Diferencijacija između testova i raspona mjerenja pomoću boja

Specifikacije

Broj testova:	24 (u test je uključena nulta otopina)
Čuvanje uređaja:	15 - 25 °C
EPA compliant:	nije raspoloživo
Mjerni rang:	0,02 - 0,6 °dH
Mjerni rang (2):	0,1 - 2 mg/L Ca
Naziv metode:	Metal-ftalein
Opis:	Tvrdoća vode, kalcij/magnezij
Parametar:	Tvrdoća vode, rezidualna
Platforma:	LCK
Uređaj:	DR3900, DR6000, DR1900