



Kivetni test za tragove željeza 0,01-1,0 mg/L Fe, 20 testova

Proizvod #:

LCK521

Opasno po zdravlje

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno



LCK kivetni testovi: Minimalne količine reagensa, maksimalna sigurnost.

Već dozirani reagensi za maksimalnu sigurnost. Jednostavnost upotrebe i fotometrijska provjera zapakirana u kompletno opremljenu kutiju. Ekološki prihvatljivo zbog manje kemikalija.

Praktično rukovanje pravokutnim kivetama od 50 mm + Dosicaps

Najviša razina preciznosti za analizu ultra niskog raspona koncentracija

Specifikacije

Broj testova:	20
Čuvanje uređaja:	15 - 25 °C
Mjerni rang:	0,01 - 1,0 mg/L Fe
Naziv metode:	ISO 6332-1988, DIN 38406 E1-1
Opis:	50 mm kivetni test za tragove željeza
Parametar:	Željezo, tragovi
Platforma:	LCK
Posebne napomene:	za kompletnu razgradnju željeza koristite Crack Set LCW902
Potrebna digestija:	Da, za ukupno željezo
Uređaj:	DR3900, DR6000