



Be Right™



Kivetni test za tragove bakra 0,01-1,0 mg/L Cu, 20 testova

Proizvod #: LCK529
HRK Cijena: Kontaktirajte nas
Dostupno

LCK kivetni testovi: Minimalne količine reagensa, maksimalna sigurnost.

Spremno za upotrebu, daje maksimalnu sigurnost, jednostavna upotreba, sustav za fotometrijsku provjeru i zaštita okoliša

Praktično rukovanje pravokutnim kivetama od 50 mm + Doticaps

Najviša razina preciznosti za analizu ultra niskog raspona koncentracija

Specifikacije

Broj testova:	20
Čuvanje uređaja:	15 - 25 °C
EPA compliant:	nije raspoloživo
Mjerni rang:	0,01 - 1,0 mg/L Cu
Naziv metode:	Batokuproina disumporna kiselina
Opis:	50 mm kivetni test za tragove bakra
Parametar:	Bakar, tragovi
Platforma:	LCK
Posebne napomene:	Za kompletnu razgradnju bakra koristite Crack Set LCW902
Potrebna digestija:	Da, za ukupni bakar
Razdoblje između servisa:	12 mjeseci od dana proizvodnje
Uređaj:	DR3900, DR6000