



## Kivetni test za tragove nikla 0,05-1,0 mg/L Ni

**Proizvod #:**

**LCK537**

**Opasno po zdravlje**

**EUR Cijena:**

**Kontaktirajte nas**

**Dostupno**



### LCK kivetni testovi: Minimalne količine reagensa, maksimalna sigurnost.

Već dozirani reagensi za maksimalnu sigurnost. Jednostavnost upotrebe i fotometrijska provjera zapakirana u kompletno opremljenu kutiju. Službeno odobreno za granice pristanka. Ekološki prihvatljivo zbog manje kemikalija.

### Praktično rukovanje pravokutnim kivetama od 50 mm

### Najviša razina preciznosti za analizu ultra niskog raspona koncentracija

## Specifikacije

|                     |                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------|
| Broj testova:       | 20                                                       |
| Čuvanje uređaja:    | 2 - 8 °C (držati na hladnom)                             |
| EPA compliant:      | nije raspoloživo                                         |
| Mjerni rang:        | 0,05 - 1,0 mg/L Ni                                       |
| Naziv metode:       | Dimetilglioksim                                          |
| Opis:               | Pravokutni 50 mm kivetni test za tragove nikla           |
| Parametar:          | Nikal, tragovi                                           |
| Platforma:          | LCK                                                      |
| Posebne napomene:   | za kompletnu razgradnju nikla koristite Crack Set LCW902 |
| Potrebna digestija: | Da, za ukupni nikal                                      |
| Uređaj:             | DR3900, DR6000                                           |