



Kivetni test za tragove nitrita 0,0015-0,03 mg/L NO₂-N

Proizvod #:

LCK541

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno

Opasno po zdravlje



LCK kivetni testovi: Minimalne količine reagensa, maksimalna sigurnost.

Već dozirani reagensi za maksimalnu sigurnost. Jednostavnost upotrebe i fotometrijska provjera zapakirana u kompletno opremljenu kutiju. Ekološki prihvatljivo zbog manje kemikalija.

Specifikacije

Broj testova:	50
Čuvanje uređaja:	2 - 8 °C
Mjerni rang:	0,0015 - 0,03 mg/L NO ₂ -N
Mjerni rang (2):	0,005 - 0,1 mg/L NO ₂
Naziv metode:	EN ISO 26777, DIN 38405 D10
Opis:	Kivetni test za tragove nitrita
Parametar:	Nitrit, tragovi
Platforma:	LCK
Posebne napomene:	LCK 541 uključuje komplet reagensa i LKP341 (50 mm polumikro plastične kivete, 10 komada)
Uređaj:	DR3900, DR6000