



Kivetni test za BOD₅, 0,5-12,0 mg/L O₂

Proizvod #:

LCK554

Opasno po zdravlje

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno



LCK kivetni testovi: Minimalne količine reagensa, maksimalna sigurnost.

Već dozirani reagensi za maksimalnu sigurnost. Jednostavnost upotrebe i fotometrijska provjera zapakirana u kompletno opremljenu kutiju. Ekološki prihvatljivo zbog manje kemikalija.

Precizne i pouzdane vrijednosti mjerenja

Maksimalna sigurnost za korisnike, zahvaljujući zatvorenom sustavu i maloj količini reagensa

Praktično doziranje reagensa bez mogućnosti pogreške

Oznaka s crtičnim kodom za automatsko prepoznavanje fotometra

Diferencijacija između testova i raspona mjerenja pomoću boja

Specifikacije

Broj testova:	20
Čuvanje uređaja:	2 - 8 °C (držati na hladnom)
EPA compliant:	nije raspoloživo
Mjerni rang:	0,5 - 12 mg/L O ₂
Naziv metode:	EN 1899-1
Opis:	Biološka potreba za kisikom, 5 dana
Parametar:	BPK ₅
Platforma:	LCK
Uređaj:	DR3900, DR6000, DR1900