



KPK kivetni test 100-600 mg/L O₂

Proizvod #:

LCK714

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno

Opasno po zdravlje



LCK kivetni testovi: Minimalne količine reagensa, maksimalna sigurnost.

Spremno za upotrebu, za maksimalnu sigurnost, jednostavno rukovanje i fotometrijsku evaluaciju, ekološki prihvatljivo, odobreno za granice pristanka

Precizne i pouzdane vrijednosti mjerenja

Maksimalna sigurnost za korisnike, zahvaljujući zatvorenom sustavu i maloj količini reagensa

Praktično doziranje reagensa bez mogućnosti pogreške

Barkod naljepnica za automatsko prepoznavanje u fotometru i Truecal kalibraciju

Diferencijacija između testova i raspona mjerenja pomoću boja

Specifikacije

Broj testova:	25
Čuvanje uređaja:	15 - 25 °C (zaštita od svjetla)
Mjerni rang:	100 - 600 mg/L O ₂
Naziv metode:	ISO 6060-1989, DIN 38409-H41-H44
Opis:	Kemijska potreba za kisikom
Parametar:	KPK
Platforma:	LCK
Potrebna digestija:	da
Truecal:	Da
Uređaj:	DR3900, DR6000, DR1900