



Kivetni test za tragove kroma (III i VI) 0,005-0,25 mg/L Cr

Proizvod #:

LCS313

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno

Opasno po zdravlje



Hach kivetni testovi: Minimalne količine reagensa, maksimalna sigurnost.

Spremno za upotrebu, daje maksimalnu sigurnost, jednostavna upotreba, sustav za fotometrijsku provjeru i zaštita okoliša

Specifikacije

Broj testova:	25
Čuvanje uređaja:	2 - 8 °C (držati na hladnom)
Mjerni rang:	0,005 - 0,25 mg/L Cr (VI)
Mjerni rang (2):	0,005 - 0,25 mg/L Cr - ukupno
Naziv metode:	EN ISO 11083, DIN 38405-D24
Opis:	Krom VI i ukupni
Parametar:	Krom, tragovi
Platforma:	LCK
Posebne napomene:	za provjeru su potrebne 50 mm polumikro kivete
Potrebna digestija:	Da, za ukupni krom