



Be Right™



Kivetni test za tragove formaldehida 0,01-1,0 mg/L H₂CO

Proizvod #:

LCS325

Opasno po zdravlje

HRK Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno



Specifikacije

Broj testova:	24 (u test je uključena nulta otopina)
Čuvanje uređaja:	15 - 25 °C
Mjerni rang:	0,01 - 1,0 mg/L H ₂ CO
Naziv metode:	Acetilaceton
Parametar:	Formaldehide, tragovi
Platforma:	LCK
Posebne napomene:	Za procjenu potrebne su 50 mm polumikro pravokutne kivete.
Potrebna digestija:	da
Razdoblje između servisa:	18 mjeseci od dana proizvodnje
Uređaj:	DR3900, DR6000, DR2800, DR3800, DR5000