




Kivetni test za tragove fosfata (orto/ukupnog) 0,01-0,5 mg/L PO₄-P

Proizvod #:

LCS349

Opasno po zdravlje

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno



Specifikacije

Broj testova:	25
Čuvanje uređaja:	15 - 25 °C
Mjerni rang:	0,01 - 0,5 mg/L PO ₄ -P
Mjerni rang (2):	0,03 - 1,5 mg/L PO ₄
Naziv metode:	ISO 6878-1-1986, DIN 38405 D11-4
Opis:	Orto/ukupni fosfat
Parametar:	Fosfat, orto + ukupni
Platforma:	LCK
Posebne napomene:	za provjeru su potrebne 50 mm polumikro kivete
Potrebna digestija:	za ukupni P
Standard method:	EN ISO 6878

Potrebni dodaci

- Kiveta za uzorke, 50 mm, pravokutna PMMA, 10 komada. (Item LZP341)