



Kivetni test za tragove cinka, 0,02-0,8 mg/L Zn

Proizvod #:

LCS360

Opasno po zdravlje

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno



Hach kivetni testovi: Minimalne količine reagensa, maksimalna sigurnost.

Spremno za upotrebu, daje maksimalnu sigurnost, jednostavna upotreba, sustav za fotometrijsku provjeru i zaštita okoliša

Specifikacije

Broj testova:	24 (u test je uključena nulta otopina)
Čuvanje uređaja:	15 - 28 °C
Mjerni rang:	0,02 - 0,8 mg/L Zn
Naziv metode:	PAR
Parametar:	Cink, tragovi
Platforma:	LCK
Posebne napomene:	Za kompletnu razgradnju cinka koristite Crack Set LCW902
Potrebna digestija:	da, za ukupni cink