



Be Right™



## Tragovi željeza, komplet reagensa, 0,005-2,0 mg/L Fe

Proizvod #:

LCW021

Opasno po zdravlje

HRK Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno



**Hach kivetni testovi: Minimalne količine reagensa, maksimalna sigurnost.**

### Specifikacije

Broj testova:	50
Čuvanje uređaja:	15 °C - 25 °C
Mjerni rang:	0,005 - 0,25 mg/L Fe
Mjerni rang (2):	0,05 - 2,0 mg/L Fe
Naziv metode:	Željezo (II) ioni reagiraju s FerroZine i stvaraju ljubičasti kompleksni spoj
Opis:	Komplet reagensa za željezo, 2 raspona mjerenja
Parametar:	Željezo
Posebne napomene:	Plastične polumikro kivete, 50 mm, s poklopcem (LZP 341) za niski raspon, okrugle kivete s gumenim zaustavljačima, 11 mm (LCW 906) za visoki raspon
Razdoblje između servisa:	12 mjeseci od dana proizvodnje