



Komplet reagensa za silicijevu kiselinu, 0,01-0,8 mg/L SiO₂

Proizvod #:

LCW028

Opasno po zdravlje

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno



Ili 0,005-0,4 mg/L Si

Specifikacije

Broj testova:	50
Čuvanje uređaja:	15 °C - 25 °C
Mjerni rang:	50 mL
Mjerni rang (2):	0,005 - 0,4 mg/L Si
Naziv metode:	Molibden plava
Opis:	Komplet reagensa za silicijevu kiselinu / silicij
Parametar:	Silicijeva kiselina
Posebna značajka:	50 tests