



Komplet za membransku filtraciju s 50 membranskih filtera od 1,2 µm

Proizvod #:

LCW904

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno

Komplet sadrži 50 posebnih membrana za filter (1,2 µm) i jednu jednokratnu špricu (10 mL). Za filtriranje mutnih uzoraka radi određivanja otopljenih sastojaka.

Specifikacije

Broj testova:	50
Čuvanje uređaja:	15 - 25 °C
Opis:	Prethodna obrada uzorka kod mutnih uzoraka
Parametar:	Komplet za membransku filtraciju (1,2 µm)
Posebne napomene:	Komplet sadrži 50 posebnih membrana za filter (1,2 µm) i jednu jednokratnu špricu (10 mL)