



Komplet kiveta praznih vrijednosti

Proizvod #: LCW919
EUR Cijena: Kontaktirajte nas
Dostupno

Komplet kiveta praznih vrijednosti za posebne primjene

Specifikacije

Materijal:	Staklo
Opis:	Komplet kiveta praznih vrijednosti
Optička duljina staze:	11 mm opseg
Parametar:	.
Posebne napomene:	.
Volumen/ veličina paketa:	Komplet od 5 komada kiveta praznih vrijednosti, 7 mL, gumeni poklopci