



Komplet za čišćenje za kivetni test za cijanid LCK319

Proizvod #:

LCW923

Opasno po zdravlje

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno



Komplet za čišćenje za odvajanje interferentnih sulfida, sulfita, ditionita i tiosulfata, za određivanje cijanida pomoću kivetnog testa.

Specifikacije

Broj testova:

24

Čuvanje uređaja:

15 - 25 °C

Opis:

Komplet uzoraka za čišćenje za LCK319 za odvajanje interferentnih sulfida, sulfita, ditionita i tiosulfata

Parametar:

Komplet za čišćenje