



HT200S Termostat za visoke temperature

Proizvod #:

LTV077

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Otprema unutar 3 dana

Brza i isplativa razgradnja u 15 minuta

Grijaći blok s HSD tehnologijom (High Speed Digestion - razgradnja velikom brzinom) za iznimno brzu razgradnju uzoraka

Specijalna konstrukcija visokotemperaturnog termostata dozvoljava brzo grijanje i hlađenje za do ukupno dvanaest kiveta reakcijskih spremnika.

Štedi vrijeme prilikom analize KPK, TN_b, P_{uk} i teških metala

Automatsko brzo hlađenje

Promjenjivo vrijeme i temperatura razgradnje za posebne razgradnje

KPK rezultati za samo 35 minuta

Specifikacije

Broj kiveta:	12 x 20 mm promjer
Čuvanje uređaja:	-40 °C - 60 °C
Dimenzije (V x Š x D):	330 mm x 300 mm x 430 mm
Garancija:	24 mjeseci
Jezici korisničkog sučelja:	Engleski, francuski, njemački, talijanski, španjolski, nizozemski, švedski, poljski, danski
Jezici uputa:	Engleski, francuski, njemački
Korisnički programi:	9 slobodna temperatura/vrijeme
Masa:	10 kg
Max vrijednost vlage:	90 %
Priključak napajanja:	230 V +5%/-15%, 50 Hz, 1300 VA
Programi za grijanje:	Prethodno programirano za 100°C, HT i KPK način sa slobodnim odabirom 40-170°C, 5-240 min
Provjere sigurnosti:	CE, GS
Radna temperatura:	10 - 45 °C
Rezolucija zaslona:	5 x 7 Točkasta matrica
Stupanj grijanja:	od 20 °C - 148 °C u 8 minuta
Temperaturna stabilnost:	± 1 °C u skladu s metodama EN, ISO, EPA
User interface:	3 programibilne tipke

Veličina zaslona:	2 x 16 characters
Vrsta zaslona:	LCD
Zaslon:	Alfanumerički zaslon u 2 reda