



Razgradnja kroma za vrlo opterećene uzorke

Proizvod #:

LYW513

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno

Opasno po zdravlje



Specifikacije

Broj testova:	80
Čuvanje uređaja:	15 - 25 °C
Opis:	U nekim rijetkim slučajevima pri određivanju ukupnog kroma vodeni uzorci se zamute nakon razgradnje.
Parametar:	Krom
Posebne napomene:	Potreban je komplet za membransku filtraciju LCW904 i za procjenu LCK313.
Potrebna digestija:	da