



Be Right™



Bočica za kalibraciju Stablcal , 600 NTU, s RFID-om za laserske mjerače mutnoće TU5200, TU5300sc i TU5400sc

Proizvod #:

LZY838

Opasno po zdravље

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Otprema unutar 2 tjedna



Novi i poboljšani rok trajanja od 400 dana!

Precizne, unaprijed pripremljene otopine formazina

Uz zakonom zaštićenu tehnologiju proizvodnje, Hach priprema standarde Stablcal u širokom nizu preciznih koncentracija - omogućujući točne kalibracije mjerača mutnoće.

Na temelju primarnih standarda formazina

Stabilizirani formazinski standardi Stablcal sadrže isti polimer za raspršivanje svjetlosti kao tradicionalni formazinski primarni standardi mutnoće – i jednako su djelotvorni.

Pojačana stabilnost štedi vrijeme i rad

Dok se primarni standardi Formazin mogu pripremiti izravno u laboratoriju, postupak je zahtjevan i dugotrajan - a razrijedjeni standardi nisu stabilni. Stablcal je stabilizirana verzija formazina koja pruža ponovljive rezultate bez vremena i truda koji su potrebni za pripremu standarda u laboratoriju.

Pouzdani rezultati

Hach je prvi primijenio Formazin kao standard mutnoće u industriji pitke vode prije više od 40 godina. Standardi Stablcal temelje se na desetljećima iskustva u mjerenu mutnoće.