



Čaša za kalibriranje pH elektrode, žuta, 30 mL, komplet od 80 komada

Proizvod #:

SM5012

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno

Obojene i graduirane plastične čaše od 30 mL. Odgovaraju boji pufera što sprječava rukovatelje da upotrijebe pogrešan pufer tijekom kalibracije. Ekonomične jer jamče upotrebu optimalne količine pufera i sprječavaju rukovatelje od prekomjerne upotrebe pufera tijekom kalibracijskih koraka. Sigurne jer kao jednokratne sprječavaju kontaminaciju.