



Protočna komora za uzorkovanje s taložnikom, cijev od 1", za BioTector B7000i/B7000i Dairy

Proizvod #:

19-BAS-014

EUR Cijena:
Dostupno

Kontaktirajte nas

Protočna komora za uzorkovanje s taložnikom za pijesak predviđena je za uzorke koji sadrže pijesak, šljunak ili teške čestice, a radi se o samočišćenju i jednostavnom uređaju koji ne zahtijeva filtre ili sita. Ovaj uređaj za uzorkovanje predviđen je za rad u kombinaciji s crpkom za uzorke BioTector. Trup uređaja za uzorkovanje izrađen je od neprozirnog materijala tako da spriječi rast algi. Glava uređaja za uzorkovanje izrađena je od prozirnog materijala koji olakšava pregled. Rast algi na glavi uređaja za uzorkovanje sprječava neprozirni klizni poklopac. Komora za uzorkovanje hermetički je zatvorena i ne može doprinijeti nakupljanju plina ili para u skučenom prostoru.