



Džepni kolorimetar POCKET Colorimeter II Kolorimetar za analizu amonija

Proizvod #:

5953000V.01

NEDOSTUPAN ARTIKL

Ovaj artikl više nije dostupan.

Analiza mala veličinom, ali velike vodootpornosti

Prijenosni kolorimetar programiran za određivanje amonija kivetnim testovima. U prijenosnom kovčegu, s baterijama i uputama za uporabu.

Jednostavno: sve su funkcije dostupne pomoću samo četiri tipke

Napajanje: rad na bateriji za maksimalno 2.000 testova

Jasna očitavanja čak i pod teškim uvjetima, zahvaljujući osvjetljenju i velikim znamenkama na zaslonu

Pouzdati rezultati i bez uključivanja u napajanje

Čvrsta konstrukcija, ali mala težina

Specifikacije

Garancija: 24 mjeseci

Mjerni rang: 2,0 - / 0,015-2,0 mg/L /1,0-12,0 mg/L NH₄-N

Parametar: Amonij (prikladno za LCK303, 304, 305)

Što je u pretincu: Svaki džepni kolorimetar II isporučuje se s kompletom koji uključuje komplet reagensa (unaprijed izmjerene jedinice doze reagensa), čvrstim kovčegom za nošenje i priručnikom.

Što je u pretincu

Svaki džepni kolorimetar II isporučuje se s kompletom koji uključuje komplet reagensa (unaprijed izmjerene jedinice doze reagensa), čvrstim kovčegom za nošenje i priručnikom.