



Chemkey reagensi za ukupni klor (paket od 300 komada)

Proizvod #: 8499400
EUR Cijena: Kontaktirajte nas
Dostupno

ChemkeyJEVI za ukupni klor, raspon 0,04 - 10 mg/L Cl₂. Za prijenosni paralelni analizator SL1000 (PPA), 12 kutija od 25 (ukupno 300 testova).

Specifikacije

Broj metode:	10260
Mjerni rang:	0,04 - 10 mg/L Cl ₂
Parametar:	Ukupni klor
Platforma:	Chemkeys
Uređaj:	SL1000
Volumen/ veličina paketa:	Ukupno 300 testova