



Be Right™



Chemkey reagensi za ukupni amonijak (kutija od 25 komada)

Proizvod #: 9425200
HRK Cijena: Kontaktirajte nas
Dostupno

ChemkeyJEVI za ukupni amonijak, raspon 0,05 - 1,5 mg/L NH₃-N. Za prijenosni paralelni analizator SL1000 (PPA).

Specifikacije

Mjerni rang:	0,05 - 1,50 mg/L NH ₃ -N
Parametar:	Ukupni amonij
Platforma:	Chemkeys
Razdoblje između servisa:	9 mjeseci
Volument/ veličina paketa:	Kutija od 25 komada