



Chemkey reagensi za bakar (kutija od 25 komada)

Proizvod #:	9429200
EUR Cijena:	Kontaktirajte nas
Dostupno	

ChemkeyJEVI za bakar, raspon 0,06 – 5,00 mg/L Cu. Za prijenosni paralelni analizator SL1000 (PPA).

Specifikacije

Mjerni rang:	0,06 - 5,00 mg/L Cu
Parametar:	Bakar
Platforma:	Chemkeys
Volumen/ veličina paketa:	Kutija od 25 komada