



Chemkey reagensi za nitrite (kutija od 25 komada)

Proizvod #: 9429300
EUR Cijena: Kontaktirajte nas
Otprema unutar 2 tjedna

ChemkeyJEVI za nitrite, raspon 0,005 - 0,6 mg/L NO₂-N. Za prijenosni paralelni analizator SL1000 (PPA).

Specifikacije

Mjerni rang:	0,005 - 0,600 mg/L NO ₂ -N
Parametar:	Nitrite
Platforma:	Chemkeys
Uređaj:	SL1000
Volumen/ veličina paketa:	Kutija od 25 komada