



Be Right™



Ponovno punjenje za SwifTest dispencer za kalijev jodid

Proizvod #:

107760

Opasno po zdravlje

HRK Cijena:

Kontaktirajte nas

Poziv za datum slanja



Zamjena bočica s kalijevim jodidom za SwifTest dispencer reagensa. Koristi se s amperometrijskim titratorom Autocat 9000 za određivanje ukupnog klora. Približno 300 testova.

Specifikacije

Broj metode:	8168
Mjerni rang:	0,0051 - 5,000 mg/L Cl ₂
Mjerni rang (2):	0,0012 - 5,000 mg/L Cl ₂
Naziv metode:	Amperometrijska titracija
Platforma:	Swiftest
Uređaj:	Autocat 9000