



Jastučići s puferom u prahu, pH 6,00, pakiranje od 50 kom

Proizvod #:

1405566

Opasno po zdravlje

NEDOSTUPAN ARTIKL

Ovaj artikl više nije dostupan.



Standardne pH pufer otopine za analize u laboratoriju i na terenu

pH pufer jastučići s prahom za kalibraciju pH elektrode. Svaki jastučić s prahom služi za pripremu 50 mL svježe pufer otopine. Bezbojno. pH je $6,00 \pm 0,02$ pri 25 °C. Pakiranje od 50 jastučića s prahom. Pakiranje od 50 jastučića s prahom

Sljedivo do standardnog referentnog materijala NIST-a

Bilo da se nalazite u laboratoriju ili na terenu, vrlo je važno da uvijek možete vjerovati u rezultate izvršenih mjerenja. Ključna je kvaliteta standardnih pH pufer otopina koji se upotrebljavaju.

Osmišljeno za upotrebu s asortimanom mjerača Hach i ostalih mjerača.

Temelj za točna mjerenja pH jest dobro održavanje i kalibracija pH elektrode.

Pouzdanost pakiranja

Dostavlja se u hermetičnom pakiranju čime se osigurava jamčeni rok trajanja.

Specifikacije

Čuvanje uređaja:	10 – 25 °C (zaštitite od svjetlosti)
Kodirani po boji?:	Ne
NIST sljedivo:	Da
Opis:	pH pufer reagens za kalibraciju
Package settings:	Jastučići s prahom
pH vrijednost-i:	$6,00 \pm 0,02$ pH pri 25 °C
Posebne napomene:	Pripremljenu otopinu bacite nakon upotrebe
Volumen/ veličina paketa:	50 komada