



Be Right™



## Jastučići s puferom u prahu, pH 9,00, pakiranje od 50 komada

Proizvod #:

1410766

Opasno po zdravље

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Otprema unutar 2 tjedna



### Standardne pH pufer otopine za analize u laboratoriju i na terenu

pH pufer jastučići s prahom za kalibraciju pH elektrode. Svaki jastučić s prahom služi za pripremu 50 mL svježe pufer otopine. Bezbojno. pH je  $9,00 \pm 0,02$  pri  $25^{\circ}\text{C}$ . Pakiranje od 50 jastučića s prahom. Pakiranje od 50 jastučića s prahom

#### Sljedivo do standardnog referentnog materijala NIST-a

Bilo da se nalazite u laboratoriju ili na terenu, vrlo je važno da uvijek možete vjerovati u rezultate izvršenih mjerjenja. Ključna je kvaliteta standardnih pH pufer otopina koji se upotrebljavaju.

#### Osmišljeno za upotrebu s assortimanom mjerača Hach i ostalih mjerača.

Temelj za točna mjerjenja pH jest dobro održavanje i kalibracija pH elektrode.

#### Pouzdano pakiranje

Dostavlja se u hermetičnom pakiranju čime se osigurava jamčeni rok trajanja.

### Specifikacije

Čuvanje uređaja:	10 – 25 °C (zaštitite od svjetlosti)
Kodirani po boji?:	Ne
NIST sljedivo:	Da
Opis:	pH pufer reagens za kalibraciju
Package settings:	Jastučići s prahom
pH vrijednost-i:	$9,00 \pm 0,02$ pH pri $25^{\circ}\text{C}$
Posebne napomene:	Pripremljenu otopinu bacite nakon upotrebe
Volumen/ veličina paketa:	50 komada