



Standardna otopina nitrata, 1 mg/L, 500 mL

Proizvod #: 204649
EUR Cijena: Kontaktirajte nas
Dostupno

Standardne otopine za ionsku selektivnu elektrodu (ISE) za laboratorijske analize

ISE standardna otopina. Nitrat, 1,00 mg/L $\pm 0,01$ mg/L $\text{NO}_3\text{-N}$ (NIST). Boca od 500 mL

Sljedivo do standardnog referentnog materijala NIST-a

Vrlo je važno da se uvijek možete pouzdati u rezultate mjerenja koja provodite. Ključna je kvaliteta standardnih otopina koje se upotrebljavaju.

Osmišljeno za upotrebu s asortimanom mjerača Hach i ostalih mjerača.

Temelj za točna mjerenja s ionskim selektivnim elektrodama (ISE) jest dobro održavanje i kalibracija ionske selektivne elektrode.

Pouzdanje pakiranje

Dostavlja se u hermetičnom pakiranju čime se osigurava jamčeni rok trajanja.

Specifikacije

Čuvanje uređaja:	10 – 25 °C (zaštitite od svjetlosti)
Koncentracija:	4,43 mg/L - 0,04 mg/L NO_3
Opis:	Standardna otopina nitratnog dušika kao $\text{NO}_3\text{-N}$ (NIST)
Package settings:	Boca
Parametar:	Nitrat
Platforma:	Otopina
Posebne napomene:	Rok trajanja nakon otvaranja, uz pridržavanje preporuke skladištenja i upotrebe: 3 mjeseca
Volumen/ veličina paketa:	500 mL