



Pipeta, serološka, sterilna, od polistirena, 10 mL, narančasta, komplet od 200 komada

Proizvod #: 2092668
EUR Cijena: Kontaktirajte nas
Nije prikazan datum isporuke

Sterilna plastična pipeta za jednokratnu upotrebu. Pojedinačno pakirano. Oznake u boji. Kalibrirano na izljev. U skladu s ASTM E934.

Specifikacije

Graduations:	0.10 mL
Kapacitet:	10 mL
Negative Graduations:	3.0 mL
Volumen/ veličina paketa:	200 u kompletu