



Pipeta, serološka, sterilna, od polistirena, s čepom, 1 mL, komplet od 50 komada

Proizvod #:	2092835
EUR Cijena:	Kontaktirajte nas
Nije prikazan datum isporuke	

Sterilna plastična pipeta s čepom za jednokratnu upotrebu. U kompletu od 2x 25 komada. Oznake u boji. Crne uzlazne/silazne gradacije. Kalibrirano na izljev. Preciznost: $\pm 2\%$.

Specifikacije

Graduations:	0.01 mL
Kapacitet:	1 mL
Volumen/ veličina paketa:	50 u kompletu