



Pipeta, serološka, sterilna, od stakla, 5 mL, komplet od 25 komada

Proizvod #:	2093127
EUR Cijena:	Kontaktirajte nas
Nije prikazan datum isporuke	

Sterilna pipeta od stakla s plavom graduiranom ljestvicom. Kalibrirano na izljev. U skladu sa zahtjevima ASTM E438, klasa B, i dizajnirana u skladu s ASTM specifikacijom E714.

Specifikacije

Graduations:	0.1 mL
Kapacitet:	5 mL
Volumen/ veličina paketa:	25 u kompletu