



Pipeta, Mohrova, od stakla, 10 mL

Proizvod #:	2093438
EUR Cijena:	Kontaktirajte nas
Nije prikazan datum isporuke	

Pipete klase B kalibrirane na izljev. Smeđa graduirana ljestvica urezana u tijelo. Oznake u boji za volumen. Ojačani vrhovi za izdržljivost. Dizajnirane u skladu sa zahtjevima ASTM E1293, klasa B, stil 1.

Specifikacije

Graduations:	0.1 mL
Kapacitet:	10,0 mL
Volumen/ veličina paketa:	1 svaka