



Jastučići s puferiranom vodom za razrjeđivanje, pk/25

Proizvod #: 2143166
EUR Cijena: Kontaktirajte nas
Nije prikazan datum isporuke

Ako se upotrebljavaju u skladu s uputama, jastučići s puferiranom vodom za razrjeđivanje tvrtke Hach formulirani su u skladu sa specifikacijama opisanim u Standardnim metodama za ispitivanje vode i otpadnih voda, 9050C.1.a.1 „Puferirana voda”.

Jastučići s puferiranom vodom za razrjeđivanje, PN 2143166, svaki sadržavaju 25 jastučića magnezijevog klorida i kalijevog dihidrogen fosfata. Dovoljno za 25 L vode za razrjeđivanje (jedna litra po jednom jastučiću magnezijevog klorida + kalijevog dihidrogen fosfata).

Potpuna rješenja za testiranje vode za rekreativne aktivnosti

Hach nudi niz medija i sklopova za sve vaše potrebe

povremenog testiranja.

Potpuna rješenja za testiranje otpadne vode

Hach je pripremio medije i prikladne sklopove za brzo i jednostavno

testiranje otpadne vode i vode koja nije za piće.

Potpuna rješenja za testiranje vode za piće

Neovisno o metodi koju korisnik odabere za ispitivanje uzoraka

vode za piće, Hach je pripremio medije i prikladne sklopove za

jednostavno i brzo testiranje.

Specifikacije

Volumen/ veličina paketa: komplet od 25 komada