



Be Right™



Pufer otopina, pH 4,01, označeno crvenom bojom, 50 mL

Proizvod #:	2283426
EUR Cijena:	Kontaktirajte nas
Otprema unutar 2 tjedna	

Standardne pH pufer otopine za analize u laboratoriju i na terenu

Standardna pH pufer otopina za kalibraciju pH elektrode. pH pufer otopina označena bojom radi lakše identifikacije. pH je $4,01 \pm 0,02$ pri 25°C . Za upotrebu na terenu preporučuje se boca od 50 mL s vrhom za ulijevanje.

Sljedivo do standardnog referentnog materijala NIST-a

Bilo da se nalazite u laboratoriju ili na terenu, vrlo je važno da uvijek možete vjerovati u rezultate izvršenih mjeranja. Ključna je kvaliteta standardnih pH pufer otopina koji se upotrebljavaju.

Osmišljeno za upotrebu s assortimanom mjerača Hach i ostalih mjerača.

Temelj za točna mjerena pH jest dobro održavanje i kalibracija pH elektrode.

Pouzdano pakiranje

Dostavlja se u hermetičnom pakiranju čime se osigurava jamčeni rok trajanja.

Specifikacije

Čuvanje uređaja:	10 – 25°C (zaštitite od svjetlosti)
Kodirani po boji?:	Da
NIST sljedivo:	Da
Opis:	pH pufer reagens za kalibraciju
Package settings:	Boca
pH vrijednost-i:	$4,01 \pm 0,02$ pH pri 25°C
Posebne napomene:	Rok trajanja nakon otvaranja, uz pridržavanje preporuke skladištenja i upotrebe: 6 mjeseci
Volumen/ veličina paketa:	50 mL