



Pufer otopina, pH 4,01, označeno crvenom bojom, 20 L

Proizvod #: 2283461
EUR Cijena: Kontaktirajte nas
Otprema unutar 2 tjedna

Standardne pH pufer otopine za analize u laboratoriju i na terenu

Standardna pH pufer otopina za kalibraciju pH elektrode. pH pufer otopina označena bojom radi lakše identifikacije. pH je $4,01 \pm 0,02$ pri 25 °C. Pakiranje vrećica u kutiji (bag in box) zapremnine 20 L s unutarnjim mjehurom na sklapanje u bijeloj kutiji od valovitog kartona. Idealna veličina pakiranja za laboratorije koji provode pH ispitivanja velikog volumena.

Sljedivo do standardnog referentnog materijala NIST-a

Bilo da se nalazite u laboratoriju ili na terenu, vrlo je važno da uvijek možete vjerovati u rezultate izvršenih mjerenja. Ključna je kvaliteta standardnih pH pufer otopina koji se upotrebljavaju.

Osmišljeno za upotrebu s asortimanom mjerača Hach i ostalih mjerača.

Temelj za točna mjerenja pH jest dobro održavanje i kalibracija pH elektrode.

Pouzdanost pakiranja

Dostavlja se u hermetičnom pakiranju čime se osigurava jamčeni rok trajanja.

Specifikacije

Čuvanje uređaja:	10 – 25 °C (zaštitite od svjetlosti)
Kodirani po boji?:	Da
NIST sljedivo:	Da
Opis:	pH pufer reagens za kalibraciju
Package settings:	Vrećica u kutiji (BiB)
pH vrijednost-i:	$4,01 \pm 0,02$ pH pri 25 °C
Posebne napomene:	Rok trajanja nakon otvaranja, uz pridržavanje preporuke skladištenja i upotrebe: 6 mjeseci
Volumen/ veličina paketa:	20 L