



## **Pufer otopina, pH 10,01, označeno plavom bojom, 50 mL**

**Proizvod #:** 2283626  
**EUR Cijena:** Kontaktirajte nas  
**Otprema unutar 2 tjedna**

### **Standardne pH pufer otopine za analize u laboratoriju i na terenu**

Standardna pH pufer otopina za kalibraciju pH elektrode. pH pufer otopina označena bojom radi lakše identifikacije. pH je 10,01 ±0,02 pri 25 °C. Za upotrebu na terenu preporučuje se boca od 50 mL s vrhom za ulijevanje.

#### **Sljedivo do standardnog referentnog materijala NIST-a**

Bilo da se nalazite u laboratoriju ili na terenu, vrlo je važno da uvijek možete vjerovati u rezultate izvršenih mjerenja. Ključna je kvaliteta standardnih pH pufer otopina koji se upotrebljavaju.

#### **Osmišljeno za upotrebu s asortimanom mjerača Hach i ostalih mjerača.**

Temelj za točna mjerenja pH jest dobro održavanje i kalibracija pH elektrode.

#### **Pouzdanost pakiranja**

Dostavlja se u hermetičnom pakiranju čime se osigurava jamčeni rok trajanja.

---

### **Specifikacije**

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Čuvanje uređaja:          | 10 – 25 °C (zaštitite od svjetlosti) |
| Kodirani po boji?:        | Da                                   |
| NIST sljedivo:            | Da                                   |
| Opis:                     | pH pufer reagens za kalibraciju      |
| Package settings:         | Boca                                 |
| pH vrijednost-i:          | 10,01 ±0,02 pH pri 25 °C             |
| Volumen/ veličina paketa: | 50 mL                                |