



Jastučići s puferom u prahu, pH 4,01 i pH 7,00, pakiranje/2x15

Proizvod #:

2299264

Opasno po zdravlje

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Otprema unutar 2 tjedna



Standardne pH pufer otopine za analize u laboratoriju i na terenu

pH pufer jastučići s prahom za kalibraciju pH elektrode. Svaki jastučić s prahom služi za pripremu 50 mL svježe pufer otopine. Označeno bojom radi lakše identifikacije. pH je $\pm 0,02$ pri 25°C. Pakiranje od 15 jastučića s pH 4,01 (crveni) i 15 jastučića s pH 7,00 (žuti).

Sljedivo do standardnog referentnog materijala NIST-a

Bilo da se nalazite u laboratoriju ili na terenu, vrlo je važno da uvijek možete vjerovati u rezultate izvršenih mjerenja. Ključna je kvaliteta standardnih pH pufer otopina koji se upotrebljavaju.

Osmišljeno za upotrebu s asortimanom mjerača Hach i ostalih mjerača.

Temelj za točna mjerenja pH jest dobro održavanje i kalibracija pH elektrode.

Pouzdanost pakiranja

Dostavlja se u hermetičnom pakiranju čime se osigurava jamčeni rok trajanja.

Specifikacije

Čuvanje uređaja:	10 – 25 °C (zaštitite od svjetlosti)
Kodirani po boji?:	Da
NIST sljedivo:	Da
Opis:	pH pufer reagens za kalibraciju
Package settings:	Jastučići s prahom
pH vrijednost-i:	4,01 i 7,00 $\pm 0,02$ pH pri 25 °C
Posebne napomene:	Pripremljenu otopinu bacite nakon upotrebe
Volumen/ veličina paketa:	30 komada